

**Объявление по закупке медицинских изделий и реагенты
способом запроса ценовых предложений №19 от 07.08.2024г**

1.Заказчиком/Организатором закупки: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница», Мунайлинский район, с. Мангистау. в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110 «Правила организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» объявляет о начале проведения закупки способом запроса ценовых предложений по закупку медицинских изделий и лекарственных средств.

2.Наименование и местонахождение организатора государственных закупок: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница», РК, 130600, Мангистауская область. Мунайлинский район.,с.Мангистау зд.больницы 21квартал 30 строение

3. Краткое описание и цена закупаемых товаров: Лабораторные реагенты

№ Лот а	Наименование товара	Краткая характеристика	Ед.изм.	Количес тво	Цена за ед.тенг е	Сумма, тенге
1	Цоликлон Анти-А жидкий	Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-AB предназначены для определения групп крови человека системы ABO в прямых реакциях гемагглютинации. Форма выпуска Цоликлоны выпускаются в жидкой форме во флаконахкапельницах объемом 5 и 10 мл (1 капля составляет 0,05 – 0,1 мл). Цоликлон анти-А - красного цвета, анти-В - синего и анти-AB - бесцветный. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. 6.Хранение Срок хранения — два года в холодильнике при 2-8°С. Вскрытый флакон годен к использованию при хранении в холодильнике в герметично закрытом виде в течение всего срока годности.	флакон	20	2920	58400
2	Цоликлон Анти-В жидкий	Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-AB предназначены для определения групп крови человека системы ABO в прямых реакциях гемагглютинации. Форма выпуска Цоликлоны выпускаются в жидкой форме во флаконахкапельницах объемом 5 и 10 мл (1 капля составляет 0,05 – 0,1 мл). Цоликлон анти-А - красного цвета, анти-В - синего и анти-AB - бесцветный. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. 6.Хранение Срок хранения — два года в холодильнике при 2-8°С. Вскрытый флакон годен к использованию при хранении в холодильнике в герметично закрытом виде в	флакон	20	2920	58400

		течение всего срока годности.					
3	Цоликлон Анти -D жидкий	Анти-D супер предназначен для выявления антигена Rh(D) системы Резус на эритроцитах человека в реакции прямой гемагглютинации. Форма выпуска , хранение Цоиклоны выпускаются в жидкой форме во флаконахкапельницах объемом 5 или 10 мл. Одна капля содержит 0,05-0,1 мл. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0.1%. Срок хранения — два года в холодильнике при 2-8°С. Вскрытый флакон годен к использованию при хранении в холодильнике в герметично закрытом виде в течение всего срока годности.	флакон	30	2920	87600	
4	Цоликлон Анти-AB жидкий	Цоиклоны Анти-A, Анти-B и Анти-AB предназначены для определения групп крови человека системы ABO в прямых реакциях гемагглютинации. Форма выпуска Цоиклоны выпускаются в жидкой форме во флаконахкапельницах объемом 5 и 10 мл (1 капля составляет 0,05 – 0,1 мл). Цоиклон анти-A - красного цвета, анти-B - синего и анти-AB - бесцветный. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. 6.Хранение Срок хранения — два года в холодильнике при 2-8°С. Вскрытый флакон годен к использованию при хранении в холодильнике в герметично закрытом виде в течение всего срока годности.	флакон	20	4240	84800	
5	Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации Сифилис- AgKA- РМП	Комплект № 1 включает: Антиген кардиолипиновый (AgKA) - раствор в спирте этиловом абсолютном трех высокоочищенных липидов: кардиолипина – 0,03 %; лецитина – 0,27 % и холестерина – 0,9 %. Прозрачная бесцветная жидкость, при температуре ниже минус 10 оС допускается выпадение кристаллов холестерина, растворяющихся при нагревании до 37 оС - 10 ампул (по 2,0 мл). Раствор холин-хлорида в 0,9 % растворе натрия хлористого. Прозрачная бесцветная жидкость со специфическим запахом флакона. Базовый вариант комплекта № 1 рассчитан на исследование 1000 образцов. Базовый вариант комплекта № 1/2 рассчитан на исследование 1000 образцов и дополнительной положительной и отрицательной контрольными сыворотками для диагностики сифилиса по 1,0 мл	набор	10	150800	1508000	
6	Карандаши по стеклу красный, 50 шт	Карандаш по стеклу красного цвета предназначен для нанесения маркировки на гладкие поверхности, такие как стекло, фарфор и т.п. Удобен при необходимости быстрой маркировки, например, в	шт	3	9900	29700	

лабораторных условиях. Длина..... 63 ± 2,0 мм						
7	Тест полоски для анализаторов мочи CL-50, CL-500 .100 шт./уп.	Диаметр..... 8 ± 1,0 мм Тест-полоски для проведения анализа мочи с помощью приборов CL-50/CL-500. Измеряемые параметры: лейкоциты, нитриты, уробилиноген, белок, pH, скрытая кровь (эритроциты), удельный вес (относительная плотность мочи), кетоны (ацетон), билирубин, глюкоза.	набор	460	15900	7314000
8	Калибровочные полоски	Калибровочные тест-полоски для CL-50 в комплекте 10 шт	набор	1	33000	33000
9	Пипетка к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 (100 шт упак)	Пипетки к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 предназначена для определения скорости оседания эритроцитов от 0 до 90 мм в СОЭ-метре. Изготовлена из стекла марки НС-1 Внешний диаметр..... 5,0±1,0 мм Внутренний диаметр..... 1,4-1,6 мм.Длина..... 174,5±2,0 мм .Цена деления шкалы..... 1мм,шкала коричневая	уп	5	33000	165000
10	Бруцеллезный диагностикум антигенный жидкий для РА 4*15мл	Диагностикум бруцеллезный антигенный для реакции агглютинации (РА), жидкий. 2)Состав и описание медицинского изделия: Принцип теста заключается в специфическом склеивании бруцеллезного антигена с антителами, что проявляется появлением хлопьев при смешивании диагностикума с сывороткой. Препарат представляет собой гомогенную взвесь синего цвета, состоящую из убитых нагреванием бруцелл в 6%-ном растворе натрия хлорида. При хранении на дне образуется осадок, при встряхивании - гомогенная взвесь без посторонних примесей и хлопьев. Консервант - фенол, 0,5%. Диагностикум выпускается во флаконах по 15 мл. В одной коробке содержится 4 флакона.	набор	1	101918	101918
Итого						9382418

Место и срок поставки товара: Мунайлинский район, с. Мангистау, здание больницы 21 квартал, 30 строения. Срок поставки 15 календарных дней со дня получения заявки от Заказчика. Условия платежа: по факту поставки товара.

Место приема документов: РК.Мангистауская область, Мунайлинский район.,с.Мангистау зд.больницы 21квартал 30 строение, здание больницы 1этаж, кабинет отдел государственных закупок.

Конечательный срок подачи документов: с 14.00 07 август 2024г до 14.00 13 август 2024 г.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
13 август 2024 г. в 15.00 часов в кабинете №1 по адресу: г Мунайлинский район, с.Мангистау, здание больницы 1этаж

Директор ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница»



Досжанова Ж.Е.