

**Протокол итогов №21 об итогах
закупа способом запрос ценовых предложений
по закупке медицинских изделий и реагенты**

19 сентября 2024 года.

с. Мангистау

1. Заказчик/Организатор закупки: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница» Управления здравоохранения Мангистауской области, Мунайлинский район, с. Мангистау. в 15-00 часов 12 сентября 2024 года, было вскрытие конвертов с ценовыми предложениями, в соответствии с Правилами организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила).

Краткое описание и цена закупаемых товаров: Лабораторные реагенты.

№ Ло та	Наименование товара	Краткая характеристика	Ед.из м.	Колич ество	Цена за ед.тенге	Сумма, тенге
1	Набор реагентов для определения тиреотропного гормона, методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах.	Количественные тест для определения тиреостимулирующего гормона (TSH или тиреотропин) для автоматического хемилюминесцентного иммуно анализатора (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: Принцип теста: количественный для определения тиреостимулирующего гормона (TSH или тиреотропин) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: иммуноанализ хемилюминесцентный Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроеной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.Набор реагент для анализатора - Автоматический хемилюминесцентный иммуноанализатор MAGLUMI X3	Упаков ка	24	73492	1763808
2	Набор реагентов для количественного определения общего тироксина.	Количественные тест для определения тироксина (T4) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000+, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI T4 (CLIA) Принцип теста: количественный для определения тироксина (T4) в сыворотке крови человека анализа in vitro.	упаков ка	4	73492	293968

	Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель					
3	Набор реагентов для количественного определения общего трийодтиронина	Количественные тест для определения Трийодтиронин общий (ТЗ) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000+, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI T3 (CLIA) Принцип теста: количественный для определения трийодтиронина (ТЗ) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель	упаков ка	8	73492	587936
4	Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина	Количественные тест для определения свободного тироксина (FT4) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000+, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI FT4 (CLIA) Принцип теста: количественный для определения свободного тироксина (FT4) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель	упаков ка	22	73492	1616824
5	Набор реагентов для количественного определения свободного трийодтиронина	Количественные тест для определения свободного трийодтиронин (FT3) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000+, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI FT3 (CLIA) Принцип теста: количественный для определения свободного трийодтиронина (FT3) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ	упаков ка	14	73492	1028888

		Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопоры. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.				
6	Набор реагентов для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину	Количественные тест для определения аутоиммунных антител к тиреоглобулину (TGA) для автоматического гемимюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI TGA (CLIA) Принцип теста: количественный для определения аутоиммунных антител к тиреоглобулину (TGA) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: гемимюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопоры. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упако ка	3	104000	312000
7	Набор реагентов для количественного определения аутоантител к тиреопероксидазе	Количественные тест для определения антител к тиреоидной пероксидазе (TPO) для автоматического гемимюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Anti-TPO (CLIA) Принцип теста: количественный для определения антител к тиреоидной пероксидазе (TPO) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: гемимюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопоры. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упако ка	19	176982	3362658
8	Набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона	Количественные тест для определения фолликулостимулирующего гормона человека (FSH) для автоматического гемимюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI FSH (CLIA) Принцип теста: количественный для определения	упако ка	4	49050	196200

	Фолликулостимулирующего гормона человека (FSH) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.					
9	Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона	Количественные тест для определения лютеинизирующего гормона (LH) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000 plus, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI LH(CLIA) Принцип теста: количественный для определения Лютеинизирующий гормон (LH, называемый также лютропином или лютрофином) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаков ка	3	55100	165300
10	Набор реагентов для количественного определения пролактина	Количественные тест для определения Пролактина (PRL) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000 plus, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI PRL(CLIA) Принцип теста: количественный для определения Пролактина (PRL, называемый также лютеотропным гормоном или лютеотропином) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаков ка	2	86990	173980
11	Набор реагентов для количественного определения эстрадиола	Количественные тест для определения эстрадиола (Estradiol) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3)	упаков ка	3	57040	171120

		Определяемые параметры: MAGLUMI Estradiol (CLIA) Принцип теста: количественный для определения эстрадиола (Estradiol) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.				
12	Набор реагентов для количественного определения прогестерона	Количественные тест для определения прогестерона (PRG) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI PRG (CLIA) Принцип теста: количественный для определения прогестерона (PRG) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упако ка	2	57040	114080
13	Набор реагентов для количественного определения тестостерона	Количественные тест для определения Тестостерона (Testosterone) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Testosterone (CLIA) Принцип теста: количественный для определения Тестостерона (Testosterone) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упако ка	3	57040	171120
14	Набор реагентов для количественного определения ферритина	Количественные тест для определения железа (Ferritin) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Ferritin (CLIA)	упако ка	26	107988	2807688

	Принцип теста: количественный для определения железа (Ferritin) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. Количественные тест для определения альфа-фетопропротеина (AFP) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI AFP (CLIA) Принцип теста: количественный для определения альфа-фетопропротеина (AFP) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.					
15	Набор реагентов для количественного определения альфа-фетопропротеина		упаков ка	3	107988	323964
16	Набор реагентов для количественного определения карциноэмбрионального антигена		упаков ка	2	65050	130100
17	Набор реагентов для количественного определения общего простат-специфического		упаков ка	6	163300	979800

антигена	Определяемые параметры: Total PSA (CLIA) Принцип теста: количественный для простатического специфического антигена (общего ПСА) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель				
Набор реагентов для количественного определения свободного простат-специфического антигена 18	Количественные тест для определения свободного простатического специфического антигена (f-PSA) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI f-PSA (CLIA) Принцип теста: количественный для свободного простатического специфического антигена (f-PSA) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаков ка	2	97980	195960
Набор реагентов для количественного определения ракового антигена 125 19	Количественные тест для определения ракового антигена 125 (CA 125) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI CA 125 (CLIA) Принцип теста: количественный для определения ракового антигена 125 (CA 125) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаков ка	4	109650	438600

20	Набор реагентов для количественного определения ракового антигена 15-3	Количественные тест для определения количественного определения ракового антигена 15-3 (CA 15-3) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI CA 15-3 (CLIA) Принцип теста: количественный для определения количественного определения ракового антигена 15-3 (CA 15-3) в сыворотке крови человека анализа <i>in vitro</i>. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаков ка	2	109650	219300
21	Набор реагентов для количественного определения ракового антигена 19-9	Количественные тест для определения количественного определения ракового антигена CA 19-9 для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI CA 19-9 (CLIA) Принцип теста: количественный для определения количественного определения ракового антигена (CA 19-9) в сыворотке крови человека анализа <i>in vitro</i>. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаков ка	2	109650	219300
22	Набор реагентов для количественного определения инсулина	Количественные тест для определения инсулина для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Insulin (CLIA) Принцип теста: количественный для определения инсулина в сыворотке крови человека анализа <i>in vitro</i>. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и	упаков ка	2	109550	219100

		встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.				
23	Набор реагентов для количественного определения С-пептида	Количественные тест для определения Соединительного пептида (C-Peptide) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI C-Peptide(CLIA) Принцип теста: количественный для определения Соединительного пептида (C-Peptide) в сыворотке и плазме крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковок	2	90350	180700
24	Набор реагентов для количественного определения фолиевой кислоты	Количественные тест для определения фолиевой кислоты (FA) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI FA (CLIA) Принцип теста: количественный для определения фолиевой кислоты (FA) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковок	12	157484	1889808
25	Набор реагентов для количественного определения D-димера	Количественные тест для определения D-димеров для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI D-Dimer (CLIA) Принцип теста: количественный для определения D-димеров в плазме крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и	упаковок	3	321558	964674

		встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.				
26	Набор реагентов для количественного определения иммуноглобулина E	Количественные тест для определения иммуноглобулина E (IgE) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI IgE (CLIA) Принцип теста: количественный для определения иммуноглобулина E (IgE) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаков ка	6	194980	1169880
27	Набор реагентов для определения антитела к цитруллинированному пептиду	Количественные тест для определения аутоиммунных антител класса IgG к циклическому цитруллиновому пептиду (Anti-CCP) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Anti-CCP (CLIA) Принцип теста: количественный для определения аутоиммунных антител класса IgG к циклическому цитруллиновому пептиду (Anti-CCP) в сыворотке и плазме крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаков ка	5	120461	602305
28	Набор реагентов для качественного определения антител класса G	Качественный тест для определения иммуноглобулина G (IgG) к цитомегаловирусу для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI CMV IgG (CLIA) Принцип теста: качественный для определения иммуноглобулина G (IgG) к цитомегаловирусу в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой	упаков ка	3	119988	359964

		реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.				
29	Набор реагентов для качественного определения антител класса М	Качественный тест для определения иммуноглобулина М (IgM) к цитомегаловирусу для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI CMV IgM (CLIA) Принцип теста: качественный для определения иммуноглобулина М (IgM) к цитомегаловирусу в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набора: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаков ка	12	119988	1439856
30	Набор реагентов - качественный тест для определения иммуноглобулина G к токсоплазме	Качественный тест для определения иммуноглобулина G к токсоплазме (Toxo IgG) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Toxo IgG (CLIA) Принцип теста: Качественный для определения иммуноглобулина G к токсоплазме (Toxo IgG) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ. Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набора: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаков ка	2	53050	106100
31	Набор реагентов - качественный тест для определения иммуноглобулина М к токсоплазме	Качественный тест для определения иммуноглобулина М к токсоплазме (Toxo IgM) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Toxo IgM (CLIA) Принцип теста: Качественный для определения иммуноглобулина М к токсоплазме (Toxo IgM) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ. Количество тестов в наборе: 100 штук.	упаков ка	11	119988	1319868

	Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.					
32	Набор реагентов для качественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи	Качественный тест для определения иммуноглобулина G к вирусу краснухи для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Rubella IgG (CLIA) Принцип теста: Качественный для определения иммуноглобулина G к вирусу краснухи в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковок	2	53050	106100
33	Набор реагентов-тест для определения иммуноглобулина М к вирусу краснухи	Качественный тест для определения иммуноглобулина М к вирусу краснухи для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Rubella IgM (CLIA) Принцип теста: качественный для определения иммуноглобулина М к вирусу краснухи в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковок	9	119988	1079892
34	Тест для определения иммуноглобулина G вирусов простого герпеса 1/2 gG	Качественный тест для определения иммуноглобулина G вирусов простого герпеса 1/2 (IgG HSV-1/2) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI HSV-1/2 IgG (CLIA) Принцип теста: качественный для определения иммуноглобулина G вирусов простого герпеса 1/2 (IgG HSV-1/2) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ	упаковок	3	67495	202485

	Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.					
35	Тест для определения иммуноглобулина G вирусов простого герпеса 1/2 IgM	Качественный тест для определения иммуноглобулина G простого герпеса 1/2 (IgG HSV-1/2) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI HSV-1/2 IgG (CLIA) Принцип теста: качественный для определения иммуноглобулина G вирусов простого герпеса 1/2 (IgG HSV-1/2) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаков ка	11	134986	1484846
36	Тест для определения антител к вирусу гепатита С	Качественный тест для определения антител к вирусу гепатита С для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Anti-HCV (CLIA) Принцип теста: качественный для определения антител к вирусу гепатита С в сыворотке или плазме крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаков ка	38	158984	6041392
37	Тест для определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg)	Качественный тест для определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI HBsAg (CLIA) Принцип теста: качественный для определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови человека анализа	упаков ка	33	101990	3365670

	in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.				
38	Тест для определения общих иммуноглобулинов к (сифилис) Определяемые параметры: MAGLUMI Syphilis Принцип теста: качественный для определения общих иммуноглобулинов к <i>Treponema pallidum</i> в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаков ка	1	195000	195000
39	Промывочный концентрат 1 x 0.714 л из комплекта	упаков ка	50	22480	1124000
40	Реакционные модули из комплекта	упаков ка	57	116988	6668316
41	Раствор для проверки светового сигнала из комплекта	упаков ка	2	37496	74992
42	Раствор для чистки трубок системы -	упаков ка	1	89990	89990

	бутылка 500 мл из комплекта	MAGLUMI (800, 2000, 400+0, X8, X3). Хранить при комнатной температуре (15-30 °C). 1 упаковка = 1 флакон = 1*500 мл	ка			
43	Стартовые реактивы 1+2 из комплекта	Стартовые реактивы 1+2 из комплекта для проверки исправности исходных реагентов 1 и 2 и качества работы измерительных и дозирующих устройств необходим раствор для проверки светового сигнала. Проверка светового сигнала ежедневно первичный анализ необходимо проводить автоматически с помощью химилуминесцентного иммунологического анализатора серии Maglumi путем проведения процедуры или перед использованием новой партии исходных реагентов. Эта процедура мониторинга позволяет проверить правильность работы анализатора и пригодность исходных реагентов и, таким образом, избежать ошибочных результатов, связанных с неисправностью анализатора, неправильным расположением исходных реагентов или истечением срока годности.	упако ка	33	46 764	1543212
	Итого					45500744

3. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:

№	Наименование потенциального поставщика	Дата и время представления ценового предложения	Местонахождение потенциального поставщика
1	ТОО «RB-MED»	11.09.2024г. вр.16:46	РК.г.Алматы,ул.Макагаева 2н.п.346
2	ТОО «Imbian Trade»	11.09.2024г вр.16:47	РК.г.Алматы,Проспект Суяунбая,дом55

4. Ценовые предложения потенциальных поставщиков, представивших свои ценовые предложения после истечения окончательного срока представления ценовых предложений – **отсутствуют**.

5. На процедуре вскрытия конвертов с ценовыми заявками представители потенциальных поставщиков не присутствовали.

6. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

№ Ло та	Наименование товара	Ед. изм.	Количеств о	Цена за ед. тенге	Сумма, тенге	ТОО «RB-MED» цена за единицу	ТОО «Imbian Trade» цена за еденицу
1	Набор реагентов для определения тиреотропного гормона, методом	Упаков	24	73492	1763808	73492	73450

	иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах.	ка					
2	Набор реагентов для количественного определения общего тироксина.	упаков ка	4	73492	293968	73492	73450
3	Набор реагентов для количественного определения общего трийодтиронина	упаков ка	8	73492	587936	73492	73450
4	Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина	упаков ка	22	73492	1616824	73492	73450
5	Набор реагентов для количественного определения свободного трийодтиронина	упаков ка	14	73492	1028888	73492	73450
6	Набор реагентов для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину	упаков ка	3	104000	312000	104000	103950
7	Набор реагентов для количественного определения аутоантител к тиреопероксидазе	упаков ка	19	176982	3362658	176982	176950
8	Набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона	упаков ка	4	49050	196200	49050	49000
9	Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона	упаков ка	3	55100	165300	55100	55050
10	Набор реагентов для количественного определения пролактина	упаков ка	2	86990	173980	86990	86950
11	Набор реагентов для количественного определения эстрадиола	упаков ка	3	57040	171120	57040	57000
12	Набор реагентов для количественного определения прогестерона	упаков ка	2	57040	114080	57040	57000
13	Набор реагентов для количественного определения тестостерона	упаков ка	3	57040	171120	57040	57000
14	Набор реагентов для количественного определения ферритина	упаков ка	26	107988	2807688	107988	107950

15	Набор реагентов для количественного определения альфа-фетопротеина	упаков ка	3	107988	323964	107988	107950
16	Набор реагентов для количественного определения карциноэмбрионального антигена	упаков ка	2	65050	130100	65050	65000
17	Набор реагентов для количественного определения общего простат-специфического антигена	упаков ка	6	163300	979800	163300	163250
18	Набор реагентов для количественного определения свободного простат-специфического антигена	упаков ка	2	97980	195960	97980	97950
19	Набор реагентов для количественного определения ракового антигена 125	упаков ка	4	109650	438600	109650	109600
20	Набор реагентов для количественного определения ракового антигена 15-3	упаков ка	2	109650	219300	109650	109600
21	Набор реагентов для количественного определения ракового антигена 19-9	упаков ка	2	109650	219300	109650	109600
22	Набор реагентов для количественного определения инсулина	упаков ка	2	109550	219100	109550	109500
23	Набор реагентов для количественного определения C-пептида	упаков ка	2	90350	180700	90350	90300
24	Набор реагентов для количественного определения фолиевой кислоты	упаков ка	12	157484	1889808	157484	157450
25	Набор реагентов для количественного определения D-димера	упаков ка	3	321558	964674	321558	321550
26	Набор реагентов для количественного определения иммуноглобулина Е	упаков ка	6	194980	1169880	194980	194950
27	Набор реагентов для определения антитела к циклическому пептиду	упаков ка	5	120461	602305	120461	120450

28	Набор реагентов для качественного определения антител класса G	упаков ка	3	119988	359964	119988	119950
29	Набор реагентов для качественного определения антител класса M	упаков ка	12	119988	1439856	119988	119950
30	Набор реагенты -Качественный тест для определения иммуноглобулина G к токсоплазме	упаков ка	2	53050	106100	53050	53000
31	Набор реагенты-Качественный тест для определения иммуноглобулина M к токсоплазме	упаков ка	11	119988	1319868	119988	119950
32	Набор реагентов для качественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи	упаков ка	2	53050	106100	53050	53000
33	Набор реагенты-тест для определения иммуноглобулина M к вирусу краснухи	упаков ка	9	119988	1079892	119988	119950
34	Тест для определения иммуноглобулина G вирусов простого герпеса 1/2 gG	упаков ка	3	67495	202485	67495	67450
35	Тест для определения иммуноглобулина G вирусов простого герпеса 1/2 IgM	упаков ка	11	134986	1484846	134986	134950
36	Тест для определения антител к вирусу гепатита C	упаков ка	38	158984	6041392	158984	158950
37	Тест для определения поверхностного антигена гепатита B (HBsAg)	упаков ка	33	101990	3365670	101990	101950
38	Тест для определения общих иммуноглобулинов к (сифилис)	упаков ка	1	195000	195000	195000	194950
39	Промывочный концентрат 1 х 0.714 л из комплекта	упаков ка	50	22480	1124000	22480	22450
40	Реакционные модули из комплекта	упаков ка	57	116988	6668316	116988	116950

41	Раствор для проверки светового сигнала из комплекта	упаков ка	2	37496	74992	37496	37450
42	Раствор для чистки трубок системы - бутылка 500 мл из комплекта	упаков ка	1	89990	89990	89990	89950
43	Стартовые реактивы 1+2 из комплекта	упаков ка	33	46 764	1543212	46764	46750

Заказчик рассмотрев ценовые предложения потенциальных поставщиков, РЕШИЛ:

Полотам №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 признать победителем закупа запроса ценовых предложений ТОО «Imbian Trade» предложивший наименьшее ценовое предложение согласно п.78 Гл.3 и заключить договор на сумму 45484400 (сорок пять миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи четыреста) тенге 00 тиын

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

Директор ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница»

Досжанова Ж.Е.

Зав КДН Маск Каскыбасови