

**Объявление по закупке медицинских изделий и реагенты
способом запроса ценовых предложений №21 от 5.09.2024г**

1.Заказчиком/Организатором закупки: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница», Мунайлинский район, с. Мангыстау. в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110 «Правила организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» объявляет о начале проведения закупки способом запроса ценовых предложений по закупке медицинских изделий и лекарственных средств.

2.Наименование и местонахождение организатора государственных закупок: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница», РК, 130600, Мангыстауская область. Мунайлинский район., с.Мангыстау зд.больницы 21квартал 30 строение

3. Краткое описание и цена закупаемых товаров: Лабораторные реагенты

№ Ло та	Наименование товара	Краткая характеристика	Ед.изм.	Коли честв о	Цена за ед.тен ге	Сумма, тенге
1	Набор реагентов для определения тиреотропного гормона, методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах.	Количественные тест для определения тиреостимулирующего гормона (TSH или тиреотропин) для автоматического хемилюминесцентного иммуно анализатора (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: Принцип теста: количественный для определения тиреостимулирующего гормона (TSH или тиреотропин) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для коррективровки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.Набор реагент для анализатора - Автоматический хемилюминесцентный иммуноанализатор MAGLUMI X3	Упаковка	24	73492	1763808
2	Набор реагентов для количественного определения общего тироксина.	Количественные тест для определения тироксина (T4) для автоматического хемилюминесцентного анализатора MAGLUMI (800, 2000+, 4000+, X8, X3)	упаковка	4	73492	293968

		Определяемые параметры: MAGLUMI T4 (CLIA) Принцип теста: количественный для определения тироксина (T4) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель				
3	Набор реагентов для количественного определения общего трийодтиронина	Количественные тест для определения Трийодтиронин общий (T3) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000+, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI T3 (CLIA) Принцип теста: количественный для определения трийодтиронина (T3) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель	упаковка	8	73492	587936
4	Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина	Количественные тест для определения свободного тироксин (FT4) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000+, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI FT4 (CLIA) Принцип теста: количественный для определения свободного тироксина (FT4) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель	упаковка	22	73492	1616824
5	Набор реагентов для количественного определения свободного трийодтиронина	Количественные тест для определения свободного трийодтиронин (FT3) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000+, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI FT3 (CLIA)	упаковка	14	73492	1028888

	Принцип теста: количественный для определения свободного трийодтиронина (FT3) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.					
6	Набор реагентов для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину	Количественные тест для определения аутоиммунных антител к тиреоглобулину (TGA) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI TGA (CLIA) Принцип теста: количественный для определения аутоиммунных антител к тиреоглобулину (TGA) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	3	104000	312000
7	Набор реагентов для количественного определения аутоантител к тиреопероксидазе	Количественные тест для определения антител к тиреоидной пероксидазе (TPO) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Anti-TPO (CLIA) Принцип теста: количественный для определения антител к тиреоидной пероксидазе (TPO) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	19	176982	3362658
8	Набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего	Количественные тест для определения Фолликулостимулирующего гормона человека (FSH) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3)	упаковка	4	49050	196200

гормона	Определяемые параметры: MAGLUMI FSH(CLIA) Принцип теста: количественный для определения фолликулостимулирующего гормона человека (FSH) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.					
9	Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона	Количественные тест для определения лютеинизирующего гормона (LH) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000 plus, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI LH(CLIA) Принцип теста: количественный для определения Лютеинизирующей гормон (LH, называемый также лютропином или лютрофином) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	3	55100	165300
10	Набор реагентов для количественного определения пролактина	Количественные тест для определения Пролактина (PRL) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000 plus, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI PRL(CLIA) Принцип теста: количественный для определения Пролактина (PRL, называемый также лютеотропным гормоном или лютеотропином) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	2	86990	173980

11	Набор реагентов для количественного определения эстрадиола	Количественные тест для определения эстрадиола (Estradiol) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Estradiol (CLIA) Принцип теста: количественный для определения эстрадиола (Estradiol) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	3	57040	171120
12	Набор реагентов для количественного определения прогестерона	Количественные тест для определения прогестерона (PRG) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI PRG (CLIA) Принцип теста: количественный для определения прогестерона (PRG) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	2	57040	114080
13	Набор реагентов для количественного определения тестостерона	Количественные тест для определения Тестостерона (Testosterone) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Testosterone (CLIA) Принцип теста: количественный для определения Тестостерона (Testosterone) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	3	57040	171120

14	Набор реагентов для количественного определения ферритина	Количественные тест для определения железа (Ferritin) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Ferritin (CLIA) Принцип теста: количественный для определения железа (Ferritin) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	26	107988	2807688
15	Набор реагентов для количественного определения альфа-фетопротеина	Количественные тест для определения альфа-фетопротеина (AFP) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI AFP (CLIA) Принцип теста: количественный для определения альфа-фетопротеина (AFP) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	3	107988	323964
16	Набор реагентов для количественного определения карциноэмбрионального антигена	Количественные тест для определения раково-эмбрионального антигена (CEA) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI CEA (CLIA) Принцип теста: количественный для определения раково-эмбрионального антигена (CEA) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	2	65050	130100

17	Набор реагентов для количественного определения общего простат-специфического антигена	Количественные тест для определения простатического специфического антигена (общего ПСА) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: Total PSA (CLIA) Принцип теста: количественный для простатического специфического антигена (общего ПСА) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель	упаковка	6	163300	979800
18	Набор реагентов для количественного определения свободного простат-специфического антигена	Количественные тест для определения свободного простатического специфического антигена (f-PSA) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI f-PSA (CLIA) Принцип теста: количественный для свободного простатического специфического антигена (f-PSA) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	2	97980	195960
19	Набор реагентов для количественного определения ракового антигена 125	Количественные тест для определения ракового антигена 125 (CA 125) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI CA 125 (CLIA) Принцип теста: количественный для определения ракового антигена 125 (CA 125) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и	упаковка	4	109650	438600

		встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.				
20	Набор реагентов для количественного определения ракового антигена 15-3	Количественные тест для определения количественного определения ракового антигена 15-3 (CA 15-3) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI CA 15-3 (CLIA) Принцип теста: количественный для определения количественного определения ракового антигена 15-3 (CA 15-3) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	2	109650	219300
21	Набор реагентов для количественного определения ракового антигена 19-9	Количественные тест для определения количественного определения ракового антигена CA 19-9 для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI CA 19-9 (CLIA) Принцип теста: количественный для определения количественного определения ракового антигена (CA 19-9) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	2	109650	219300
22	Набор реагентов для количественного определения инсулина	Количественные тест для определения инсулина для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Insulin (CLIA) Принцип теста: количественный для определения инсулина в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний,	упаковка	2	109550	219100

	калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.					
23	Набор реагентов для количественного определения C-пептида	Количественные тест для определения Соединительного пептида (C-Peptide) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI C-Peptide (CLIA) Принцип теста: количественный для определения Соединительного пептида (C-Peptide) в сыворотке и плазме крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	2	90350	180700
24	Набор реагентов для количественного определения фоллиевой кислоты	Количественные тест для определения фоллиевой кислоты (FA) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI FA (CLIA) Принцип теста: количественный для определения фоллиевой кислоты (FA) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	12	157484	1889808

25	Набор реагентов для количественного определения D-димера	Количественные тест для определения D-димеров для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI D-Dimer (CLIA) Принцип теста: количественный для определения D-димеров в плазме крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наносаарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	3	321558	964674
26	Набор реагентов для количественного определения иммуноглобулина E	Количественные тест для определения иммуноглобулина E (IgE) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI IgE (CLIA) Принцип теста: количественный для определения иммуноглобулина E (IgE) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наносаарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	6	194980	1169880
27	Набор реагентов для определения антитела к циклическому пептиду	Количественные тест для определения аутоиммунных антител класса IgG к циклическому пептиду (Anti-CCP) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Anti-CCP (CLIA) Принцип теста: количественный для определения аутоиммунных антител класса IgG к циклическому пептиду (Anti-CCP) в сыворотке и плазме крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наносаарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам.	упаковка	5	120461	602305

28	Набор реагентов для качественного определения антител класса G	Калибровка стабильна в течение 4-х недель. Качественный тест для определения иммуноглобулина G (IgG) к цитомегаловирусу для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI CMV IgG (CLIA) Принцип теста: качественный для определения иммуноглобулина G (IgG) к цитомегаловирусу в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наносаарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель	упаковка	3	119988	359964
29	Набор реагентов для качественного определения антител класса M	Качественный тест для определения иммуноглобулина M (IgM) к цитомегаловирусу для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI CMV IgM (CLIA) Принцип теста: качественный для определения иммуноглобулина M (IgM) к цитомегаловирусу в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наносаарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	12	119988	1439856
30	Набор реагентов -Качественный тест для определения иммуноглобулина G к токсоплазме	Качественный тест для определения иммуноглобулина G к токсоплазме (Toxo IgG) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Toxo IgG (CLIA) Принцип теста: Качественный для определения иммуноглобулина G к токсоплазме (Toxo IgG) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ. Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наносаарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для	упаковка	2	53050	106100

		корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.				
31	Набор реагенты-Качественный тест для определения иммуноглобулина М к токсоплазме	Качественный тест для определения иммуноглобулина М к токсоплазме (Toxo IgM) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Toxo IgM (CLIA) Принцип теста: Качественный для определения иммуноглобулина М к токсоплазме (Toxo IgM) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ. Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	11	119988	1319868
32	Набор реагентов для качественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи	Качественный тест для определения иммуноглобулина G к вирусу краснухи для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Rubella IgG (CLIA) Принцип теста: Качественный для определения иммуноглобулина G к вирусу краснухи в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ. Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	2	53050	106100
33	Набор реагенты-тест для определения иммуноглобулина М к вирусу краснухи	Качественный тест для определения иммуноглобулина М к вирусу краснухи для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Rubella IgM (CLIA) Принцип теста: качественный для определения иммуноглобулина М к вирусу краснухи в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ. Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для	упаковка	9	119988	1079892

		корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.				
34	Тест для определения иммуноглобулина G вирусов простого герпеса ½ gG	Качественный тест для определения иммуноглобулина G вирусов простого герпеса 1/2 (IgG HSV-1/2) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI HSV-1/2 IgG (CLIA) Принцип теста: качественный для определения иммуноглобулина G вирусов простого герпеса 1/2 (IgG HSV-1/2) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	3	67495	202485
35	Тест для определения иммуноглобулина G вирусов простого герпеса ½ IgM	Качественный тест для определения иммуноглобулина G вирусов простого герпеса 1/2 (IgG HSV-1/2) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI HSV-1/2 IgG (CLIA) Принцип теста: качественный для определения иммуноглобулина G вирусов простого герпеса 1/2 (IgG HSV-1/2) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопartikel. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	11	134986	1484846
36	Тест для определения антител к вирусу гепатита С	Качественный тест для определения антител к вирусу гепатита С для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Anti-HCV (CLIA) Принцип теста: качественный для определения антител к вирусу гепатита С в сыворотке или плазме крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой	упаковка	38	158984	6041392

		реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.				
		Качественный тест для определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI HBsAg(CLIA) Принцип теста: качественный для определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	33	101990	3365670
37	Тест для определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg)	Качественный тест для определения общих иммуноглобулинов к Treponema pallidum (сифилис) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Syphilis Принцип теста: качественный для определения общих иммуноглобулинов к Treponema pallidum в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные нанопластики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель.	упаковка	1	195000	195000
38	Тест для определения общих иммуноглобулинов к (сифилис)	Концентрат промывки -иммунологический для анализатора Maglumi (в том числе модели maglumi 600, Maglumi 800, Maglumi 1000, maglumi 1000 Plus, Maglumi 2000, Maglumi 2000 Plus, Maglumi 4000 и Maglumi 4000 Plus)раствор, используемый для получения промывочной жидкости путем разбавления для промывки магнитных микрокапсул при проведении анализа с использованием автоматического хемилюминесцентного. (1 упаковка = 1*714 мл)				
39	Промывочный концентрат 1 х 0.714 л из комплекта		упаковка	50	22480	1124000

40	Реакционные модули из комплекта	Реакционный модуль для хемилюминесцентного иммунологического для анализатора серии (включая модели Maglumi X3, Maglumi X6, Maglumi X8) предназначен для проведения анализа. Модуль реакции: 3×182 шт. Хранить при комнатной температуре (15-30 °С)	упаковка	57	116988	6668316
41	Раствор для проверки светового сигнала из комплекта	Набор исходных реактивов для формирования хемилюминесцентного светового сигнала, необходимого для проведения анализа с использованием автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора (1уп. = 5*2 мл). Стабильность при хранении на устройстве: 4 недели.	упаковка	2	37496	74992
42	Раствор для чистки трубок системы - бутылка 500 мл из комплекта	Раствор для чистки трубок системы - бутылка 500 мл. Для автоматического хемилюминесцентного иммуно для анализатора MAGLUMI (800, 2000, 400+0, X8, X3). Хранить при комнатной температуре (15-30 °С). 1 упаковка = 1 флакон = 1*500 мл	упаковка	1	89990	89990
43	Стартовые реактивы 1+2 из комплекта	Стартовые реактивы 1+2 из комплекта для проверки исправности исходных реактивов 1 и 2 и качества работы измерительных и дозирующих устройств необходим раствор для проверки светового сигнала. Проверка светового сигнала ежедневно первичный анализ необходимо проводить автоматически с помощью хемилюминесцентного иммунологического анализатора серии Maglumi путем проведения процедуры или перед использованием новой партии исходных реактивов. Эта процедура мониторинга позволяет проверить правильность работы анализатора и пригодность исходных реактивов и, таким образом, избежать ошибочных результатов, связанных с неисправностью анализатора, неправомерным расположением исходных реактивов или истечением срока годности.	упаковка	33	46 764	1543212
	Итого					45500744

Место и срок поставки товара: Мунайлинский район, с. Мангистау, здание больницы 21 квартал, 30 строения. Срок поставки 15

календарных дней со дня получения заявки от Заказчика. Условия платежа: по факту поставки товара.

Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)-DDP

Место приема документов: РК.Мангистауская область, Мунайлинский район.,с.Мангистау зд.больницы 21квартал 30 строение, здание

Окончательный срок подачи документов с ценовыми предложениями: Больницы 1этаж, кабинет отдел государственных закупок.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 12 сентября 2024 г. в 15.00 часов в кабинете №1 по адресу: г.Мангистау, здание больницы 1этаж

12 сентября 2024 г. в 15.00 часов в кабинете №1 по адресу: г.Мангистау, здание больницы 1этаж

Досжанова Ж.Е.

Директор ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница»